



ACE




ACE Medikal Ürünleri, EBUS prosedürlerinin gereksinimlerini karşılamak için ergonomik olarak tasarlanmış en geniş iğne yelpazesini sunmaktadır.

ACE ENDOBRONŞİYAL ULTRASON İĞNESİ


YÜKSEK ULTRASON EKOJENİTESİ



ACE SUPER CORE FNB İĞNESİ




ACE FLEXİ + İĞNESİ




Flexi+ iğnesi, esneklik ve sertlik kombinasyonu sunan bir nitinol iğnesidir. Bu özellik, zorlu anatomilerde gezinmeyi ve mükemmel delme yeteneklerini mümkün kılar.

ACE DUAL CORE FNB İĞNESİ



Bu tasarım, iğneyi cihaz içerisinden ilerletirken ve çıkartırken çekirdek hücreye zarar vermeden optimum çekirdek örneği elde etmek için kolay penetrasyon sağlayan benzersiz bir ileri yuva içerir.”



ACE EBUS FNA İĞNESİ

Hassas iğne penetrasyonunu gözlemleyebilmek için mükemmel görselleştirme sağlayan yüksek ultrason ekojenitesi.



ACE MASTER CORE FNB İĞNESİ

“Gelişmiş üç sivri Franseen iğne tasarımı, mükemmel görselleştirme ve pürüzsüz iğne penetrasyonu sağlayarak daha büyük bir doku örneğinin zarar görmeden ve bozulmadan çıkarılmasını mümkün kılar. Büyük kesici kenarlar, minimum doku kırılmasıyla maksimum doku mimarisini elde etmek için tasarlanmıştır.”



ACE ULTRA CORE FNB İĞNESİ

ACE ULTRA CORE FNB İĞNESİ'nin benzersiz keskin iğne tasarımı, minimum penetrasyon çabasıyla tek noktadan görselleştirme sağlar. Keskin çoklu bıçak kesici kenarlar, en yüksek kalitede çekirdek doku örneği elde edilmesini garanti eder.



Min. Kanal Çapı	Ayarlanabilir İğne Uzunluğu	Kılıf Boyutu	Çalışma Uzunluğu
2.0 mm	0-5 cm	4.1 Fr	710 mm

STANDART SET İÇERİĞİ İğne – 01, Vakum Kitleme Şiringası - 01

EBUS İğnesi – Uyumlu Oldukları Olympus/Fujifilm/Pentax Marka Bronkoskoplar

Needle Size Ø		19G	22G	25G
Needle Type				
ACE ULTRA HD	FNA	AEBUS-FNA-19	AEBUS-FNA-22	AEBUS-FNA-25
ACE SUPER CORE	FNB	AEBUS-SFNB-19	AEBUS-SFNB-22	AEBUS-SFNB-25
ACE MASTER CORE		AEBUS-MFNB-19	AEBUS-MFNB-22	AEBUS-MFNB-25
ACE ULTRA CORE		AEBUS-UFNB-19	AEBUS-UFNB-22	AEBUS-UFNB-25
ACE DUAL CORE		AEBUS-DFNB-19	AEBUS-DFNB-22	AEBUS-DFNB-25
ACE SUPER DUAL CORE	FNB (DUAL CORE)	AEBUS-SDFNB-19	AEBUS-SDFNB-22	AEBUS-SDFNB-25
ACE MASTER DUAL CORE		AEBUS-MDFNB-19	AEBUS-MDFNB-22	AEBUS-MDFNB-25
ACE ULTRA DUAL CORE		AEBUS-UDFNB-19	AEBUS-UDFNB-22	AEBUS-UDFNB-25

Needle Size Ø		19G	22G	25G
Needle Type				
ACE FLEXI ULTRA HD	FNA	AEBUS-FNA-19F	AEBUS-FNA-22F	AEBUS-FNA-25F
ACE FLEXI SUPER CORE	FNB	AEBUS-SFNB-19F	AEBUS-SFNB-22F	AEBUS-SFNB-25F
ACE FLEXI MASTER CORE		AEBUS-MFNB-19F	AEBUS-MFNB-22F	AEBUS-MFNB-25F
ACE FLEXI ULTRA CORE		AEBUS-UFNB-19F	AEBUS-UFNB-22F	AEBUS-UFNB-25F
ACE FLEXI DUAL CORE		AEBUS-DFNB-19F	AEBUS-DFNB-22F	AEBUS-DFNB-25F
ACE FLEXI SUPER DUAL CORE	FNB (DUAL CORE)	AEBUS-SDFNB-19F	AEBUS-SDFNB-22F	AEBUS-SDFNB-25F
ACE FLEXI MASTER DUAL CORE		AEBUS-MDFNB-19F	AEBUS-MDFNB-22F	AEBUS-MDFNB-25F
ACE FLEXI ULTRA DUAL CORE		AEBUS-UDFNB-19F	AEBUS-UDFNB-22F	AEBUS-UDFNB-25F

Needle Size Ø		19G	22G	25G
Needle Type				
ACE FLEXI+ ULTRA HD	FNA	AEBUS-FNA-19N	AEBUS-FNA-22N	AEBUS-FNA-25N
ACE FLEXI+ SUPER CORE	FNB	AEBUS-SFNB-19N	AEBUS-SFNB-22N	AEBUS-SFNB-25N
ACE FLEXI+ MASTER CORE		AEBUS-MFNB-19N	AEBUS-MFNB-22N	AEBUS-MFNB-25N
ACE FLEXI+ ULTRA CORE		AEBUS-UFNB-19N	AEBUS-UFNB-22N	AEBUS-UFNB-25N
ACE FLEXI+ DUAL CORE		AEBUS-DFNB-19N	AEBUS-DFNB-22N	AEBUS-DFNB-25N
ACE FLEXI+ SUPER DUAL CORE	FNB (DUAL CORE)	AEBUS-SDFNB-19N	AEBUS-SDFNB-22N	AEBUS-SDFNB-25N
ACE FLEXI+ MASTER DUAL CORE		AEBUS-MDFNB-19N	AEBUS-MDFNB-22N	AEBUS-MDFNB-25N
ACE FLEXI+ ULTRA DUAL CORE		AEBUS-UDFNB-19N	AEBUS-UDFNB-22N	AEBUS-UDFNB-25N

Not: Pentax uyumluluğu için katalog numarasının sonuna ‘-P’ ekleyiniz.

*EBUS iğnesi, Olympus/Fujifilm Endobronşiyal Ultrason skoplarına bağlanmak için bir adaptör ile birlikte sunulmaktadır.



Office Address: 401 A, Gera 77, East Avenue,
Kalyani Nagar, Pune - 411006, India.

T: +91-20-29995749, +91-20-26681483

E: info@acemedicaldevices.com W: www.acemedicaldevices.com