




Teknoloji sađlıkla ilgilenir



Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.

Add.: Building 9, 6 & No.6 Yuan Hengye North 7th Street, Yongle Economic
Development Zone, Tongzhou District, Beijing 101105, China

+86 80525660/13260186661

www.bjzksk.com/en/ zksk@bjzksk.com

UZMAN TIBBİ CİHAZLAR GLOBAL
TEDARİKÇİSİ

Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.
www.bjzksk.com/en/

Çoklu Band Ligasyon seti

Kullanım alanı

Bu cihaz özofagus varislerinin bağlanması veya anorektal hemoroidlerin bağlanması için endoskoplarla birlikte kullanılır.

Özellikler

- ※ 0,2 mm çift kablo serbest bırakma; daha geniş görüş alanı, doku yakalamaya daha elverişli, bağ halkasını serbest bırakan tasarım.
- ※ Ligasyon arkaya monte edilir, taşıyıcı süper şeffaf malzemeden yapılmıştır ve ligasyon parlak ve nettir.
- ※ Çoklu halka patlaması, birden çok noktayla tek işlem, daha hızlı ve daha rahat.
- ※ Tıbbi kauçuk malzeme iyi biyouyumluluk ve fiziksel özelliklere sahiptir.
- ※ Daha kolay ve rahat kullanıma sahip tasarım.
- ※ Hem dokunsal hem de sesli döngü serbest bırakma ipuçları
- ※ Uyarı: sadece bir band halkası kaldığında göz alıcı bir hatırlatma verir.
- ※ Kare kesitli yaka tasarımı, bağlamayı daha güçlü ve daha güvenli hale getirir.



Teknik Özellikler

Kod	Dönme Sayısı	Kod	Dönme Sayısı
BL18-4A	4 bant	BL18-4M	4 bant
BL18-5A	5 bant	BL18-5M	5 bant
BL18-6A	6 bant	BL18-6M	6 bant
BL18-7A	7 bant	BL18-7M	7 bant
BL18-8A	8 bant	BL18-8M	8 bant
BL18-9A	9 bant	BL18-9M	9 bant