




Teknoloji sađlıkla ilgilenir



Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.
Add.: Building 9, 6 & No.6 Yuan Hengye North 7th Street, Yongle Economic
Development Zone, Tongzhou District, Beijing 101105, China
+86 80525660/13260186661
www.bjzsk.com/en/ zsk@bjzsk.com

UZMAN TIBBİ CİHAZLAR GLOBAL
TEDARİKÇİSİ

Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.
www.bjzsk.com/en/

Tek Kullanımlık Biyopsi Forsepsi

Kullanım Alanı

Endoskopik örnekleme veya canlı doku ve sindirim sistemi ve solunum yollarındaki yabancı cisimlerin çıkarılması için kullanılır.

Özellikleri

- Steril kit ambalajı, kullanımı kolay
- Dahili esnek bağlantı, herhangi bir kavisli endoskop kanalından geçebilir
- Benzersiz dört çubuklu pense kafa tasarımı, çeneler sıkıca kavranır ve kayması kolay değildir
- Ergonomik tutamaç tasarımı, mükemmel çalışma hissi sağlar
- Dış yüzey, forseps kanalına düzgün bir şekilde yerleştirilebilen özel bir malzeme süper pürüzsüz kaplama ile kaplanmıştır ve endoskop forseps kanalında aletin aşınmasını etkili bir şekilde azaltır



Ağızlık



Çalışma örtüsü



Uç kısım



Teknik Özellikler

Kod	Tek forseps kullanımlık biyopsi forseps		Isırma Boyu(mm) h×d×l	Çalışma Uzunluğu(cm)
	Çalışma Uzunluğu (mm)	Çap (Uç kısmı) O.D. (mm)		
BF18-B18/120P	1200±50	1.8±0.5	26×22×25 ±2	35×45 ±2
BF18-G23/160P	1600±50	2.3±0.5		
BF18-G23/180P	1800±50	2.3±0.5		
BF18-E23/230P	2300±50	2.3±0.5	—	60×50 40×50
BF18-C23/50P	500 ±50	2.3±0.5		