




Teknoloji sağılıkla ilgilenir



Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.

Add.: Building 9, 6 & No.6 Yuan Hengye North 7th Street, Yongle Economic
Development Zone, Tongzhou District, Beijing 101105, China

+86 80525660/13260186661

www.bjzksk.com/en/ zksk@bjzksk.com

UZMAN TIBBİ CİHAZLAR GLOBAL
TEDARİKÇİSİ

Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.
www.bjzksk.com/en/

Tek Kullanımlık Hemoklip

Kullanım Alanı

Sindirim sistemindeki yumuşak dokuyu klinik endoskop rehberliğinde klemlemeye uygundur.



Özellikler

- ※ Ön uç, kışkacın mükemmel geçişini ve endoskop altında düzgün bir şekilde ayrılmasını sağlamak için zarif bir şekilde tasarlanmıştır
- ※ Biyopsi forseps kanal boyutu 2,8 mm veya daha büyük olan gastroskoplar ve kolonoskoplar gibi gastrointestinal endoskoplara birlikte kullanılmalıdır.
- ※ Tekrar tekrar açılıp kapatılabilir ve tekrarlanan ön sıkma işlevi gerçekleştirilebilir
- ※ Klips, esnek uygulama cihazı parçasının ön ucuna önceden takılmıştır
- ※ Tıbbi kauçuk malzeme iyi biyouyumluluk ve fiziksel özelliklere sahiptir
- ※ Farklı yaraların ve kanama noktalarının kapatılması için uygun çoklu yayılma seçenekleri



Teknik Özellikler

Kod	Çalışma Uzunluğu(cm)	Klip açılma uzunluğu (mm)	Çap uzunluğu (mm)
HC-10-195/26P	195±10	10±2	2.5±0.5
HC-14-195/26P	195±10	14±2	2.5±0.5
HC-10-165/26	165±10	10±2	2.5±0.5
HC-10-195/26	195±10	10±2	2.5±0.5