




Teknoloji sađlıkıla ilgilenir



Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.

Add.: Building 9, 6 & No.6 Yuan Hengye North 7th Street, Yongle Economic
Development Zone, Tongzhou District, Beijing 101105, China

+86 80525660/13260186661

www.bjzksk.com/en/ zksk@bjzksk.com

UZMAN TIBBİ CİHAZLAR GLOBAL
TEDARİKÇİSİ

Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.
www.bjzksk.com/en/

Tek Kullanımlık Polipektomi kısıkaçı



Kullanım Alanı

Bu ürün klinik pratikte gastrointestinal poliplerin endoskop altında eksizyonu için kullanılır.



Özellikleri

- Döndürme işlevi, polip alma verimliliğini artırır
- Farklı klinik ihtiyaçlar için çeşitli farklı şekiller ve farklı özellikler uygundur
- Nikel-titanyum alaşımlı tel kullanılarak uygundur ve birçok kez büküldükten sonra deforme olmaz
- Bobin sertliği orta, toparlanma iyi, açılıp kapanması kolay



Kapan şekli	Kod	Çap Uzunlu ğu	Kapan uzunlu ğu	Çalışma Uzunlu ğu (mm)
		± 0.5mm	± 3mm	± 100mm
Elips	ES18-E1810/2400	Φ 1.8	10	2400
	ES18-E1815/2400	Φ 1.8	15	2400
	ES18-E1810/1800	Φ 1.8	10	1800
	ES18-E1815/1800	Φ 1.8	15	1800
	ES18-E2410/2400	Φ 2.4	10	2400
	ES18-E2415/2400	Φ 2.4	15	2400
	ES18-E2410/1800	Φ 2.4	10	1800
	ES18-E2415/1800	Φ 2.4	15	1800
	ES18-E2425/1600	Φ 2.4	25	1600
	ES18-E2425/2400	Φ 2.4	25	2400
	ES18-E2432/2400	Φ 2.4	32	2400
	ES18-E2425/1800	Φ 2.4	25	1800
	ES18-E2432/1800	Φ 2.4	32	1800
	ES18-H2410/2400	Φ 2.4	10	2400
Altıgen	ES18-H2415/2400	Φ 2.4	15	2400
	ES18-H2422/2400	Φ 2.4	22	2400
	ES18-H2432/2400	Φ 2.4	32	2400
	ES18-H2410/1800	Φ 2.4	10	1800
	ES18-H2415/1800	Φ 2.4	15	1800
	ES18-H2422/1800	Φ 2.4	22	1800
	ES18-H2432/1800	Φ 2.4	32	1800
	ES18-C2415/2400	Φ 2.4	15	2400
Hilal	ES18-C2425/2400	Φ 2.4	25	2400
	ES18-C2432/2400	Φ 2.4	32	2400
	ES18-C2415/1800	Φ 2.4	15	1800
	ES18-C2425/1800	Φ 2.4	25	1800
	ES18-C2432/1800	Φ 2.4	32	1800
	ES18-R2432/2400	Φ 2.4	32	2400
Yuvarlak	ES18-R2432/1800	Φ 2.4	32	1800