




Teknoloji sađlıkıla ilgilenir



Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.
Add.: Building 9, 6 & No.6 Yuan Hengye North 7th Street, Yongle Economic
Development Zone, Tongzhou District, Beijing 101105, China
+86 80525660/13260186661
www.bjzksk.com/en/ zksk@bjzksk.com

UZMAN TIBBİ CİHAZLAR GLOBAL
TEDARİKÇİSİ

Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.
www.bjzksk.com/en/

Tek Kullanımlık Pulse Lavajı

Kullanım Alanları

Yara debridmanı, yumuşak doku debridmanı ve cerrahi alanların temizliğinde kullanılabilir.



EP18-01 (Eklem Tipi)

Püskürtücü başlık ve fırçalı püskürtücü başlık.



EP18-02 (Omurga Tipi)

Püskürtücü başlık ve uzatılmış püskürtücü başlık.



EP18-03 (Travmatik Tip)

Püskürtücü başlık ve duş başlık.



Özellikler

- Kolay kullanım için ergonomik tasarım.
- Farklı yara yüzeylerine ve cerrahi gerekliliklere göre makul klinik seçimler yapan çok başlı tek bir cihaz.
- Enfeksiyonu, iltihabı etkili bir şekilde önleyebilir, iyileşmeyen yarayı ve diğer komplikasyonları azaltabilir.
- Gömme entegre püskürtme başlığı, sifonu hızlı bir şekilde emecek ve kirleticilerin yayılmasını önleyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Püskürtme başlığı, dışa saçılmaları etkili bir şekilde önleyebilen ve tıbbi personeli koruyabilen bir sıçrama koruması ile donatılmıştır.
- Yüksek performanslı alkalin pil, ana motorun uzun süreli çalışmasını sağlar

Teknik Özellikler

Kod	Tip	Bileşenler
EP18-01	Eklem Tipi	El aleti, püskürtme başlığı, fırçalı püskürtme başlığı
EP18-02	Omurga Tipi	El aleti, püskürtme başlığı, uzatılmış püskürtme başlığı
EP18-03	Travmatik Tip	El aleti, püskürtme başlığı, duş başlığı