




Teknoloji sađlıkla ilgilenir



Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.
Add.: Building 9, 6 & No.6 Yuan Hengye North 7th Street, Yongle Economic
Development Zone, Tongzhou District, Beijing 101105, China
+86 80525660/13260186661
www.bjzsk.com/en/ zsk@bjzsk.com

UZMAN TIBBİ CİHAZLAR GLOBAL
TEDARİKÇİSİ

Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.
www.bjzsk.com/en/

Endoskopik Enjeksiyon İğnesi

Kullanım Alanı

Bu ürün, endoskop altında insan sindirim sistemine sıvı ilaç enjeksiyonu için kullanılır.



Özellikler

- * Benzersiz kilit hatırlatıcısı
- * Ultra pürüzsüz ve ultra geçirgen kateter
- * Kan dönüşünü gözlemlemek kolay
- * Yapışkan olmama
- * Hafif ve esnek sap tasarımı
- * Benzersiz vuruş kontrolü, doğru iğne uzunluğu
- * Dış boru kılıfı, iğne ucu kılavuzunu etkili bir şekilde kontrol eden ve akupunktur operasyonları sırasında derin iğne penetrasyonu veya kılıf takibinden kaynaklanan kazaları önleyen tek seferlik bir ark tasarımıyla tasarlanmıştır.



Teknik Özellikler

Kod	İğne Uzunlu ğu	İğne Dış Çapı	Kılıf Uzunlu ğu	Dış Çap
SN18-07/195	5 mm	0.7mm (22g)	195cm	2.4mm
SN18-05/160	5mm	0.5mm (25g)	160cm	2.4mm
SN18-07/160	5mm	0.7mm (22g)	160cm	2.4mm
SN18-09/160	5mm	0.9mm (19g)	160cm	2.4mm
SN18-05/200	5mm	0.5mm (25g)	200cm	2.4mm
SN18-07/200	5mm	0.7mm (22g)	200cm	2.4mm
SN18-09/200	5mm	0.9mm (19g)	200cm	2.4mm
SN18-05/230	5mm	0.5mm (25g)	230cm	2.4mm
SN18-07/230	5mm	0.7mm (22g)	230cm	2.4mm
SN18-09/230	5mm	0.9mm (19g)	230cm	2.4mm
SN19-05/230	5mm	0.5mm (25g)	230cm	1.8mm
SN19-07/230	5mm	0.7mm (22g)	230cm	1.8mm