

Tek Kullanımlık Elektrocerrahi Bıçağı

Kullanım Alanı

Endoskopik cerrahide, sindirim sisteminde doku örneklerini çıkarmak ve toplamak için yüksek frekanslı akım ve kanamayı durdurmak için elektrokoagülasyon kullanılır.



L şekilli kesici başlık O şekilli kesici başlık I şekilli kesici başlık T şekilli kesici başlık

Özellikleri

- Bıçak üzerindeki altın kaplama, yapışmayı etkili bir şekilde önler
- I şekilli bıçak: hızlı nokta işaretleme, mukozal sıyırma
- O şekilli bıçak : kafada seramik izolator tasarımı, cerrahi verimliliği ve kesme güvenliğini büyük ölçüde artırır
- L şekilli bıçak: dönebilen kesici kafa, büyük mukoza soyulması
- T şekilli bıçak: işaretleme, hemostaz, ön kesme, insizyon, soyma ve diğer işlemler için kullanılabilir

Teknik Özellikler

Kod	Kesici Tipi	Kılıf Çapı ± 0.2 (mm)	Çalışma Uzunluğu ± 100 (mm)	Kesici Başlık Uzunluğu ± 0.5 (mm)	Su Enjeksiyo nu	Min. Erişim Kanali
EK18-I24/1800 EK18-I24/2300 EK18-I24/1800W EK18-I24/2300	I	2,4mm	1800 2300	1.5/2/4 mm	Var/Yok	2,8mm
EK18-O24/1800 EK18-O24/2300 EK18-O24/1800W EK18-O24/2300W	O			2/4 mm	Var/Yok	
EK18-T24/1800 EK18-T24/2300 EK18-T24/1800W EK18-T24/2300W	T			2/4 mm	Var/Yok	
EK18-L24/1800 EK18-L24/2300	L			4 mm	Yok	