


Endoskopik

Gastrostomi PEG KIT


Kullanım Alanı

Bu ürün, midede enteral beslenme için güvenli ve etkili bir besleme kanalı oluşturmak için perkütan ponksiyon teknolojisi aracılığıyla endoskopiyle birlikte kullanılır. Şunları içerir: 1.uzun süreli mide içi tüp besleme ünitesi; 2. Mide dekompresyonu; 3. enstrümantal tedavi veya gastrotomi yoluyla teşhis.



Özellikler

GT12F-K GT14F-K GT16F-K GT18F-K
GT20F-K GT22F-K GT24F-K



Özellikler

GT12F-LGT14F-LGT16F-LGT18F-L
GT20F-LGT22F-LGT24F-L