

Silikon Gastrostomi Tüpü

Kullanım Alanı

Daha önce PEG Set(Perkütan Endoskopik Gastrostomi) takılmış hastalarda değişim gerektiğinde; Özel balonulu kateter sistemi sayesinde,Endoskopi işlemine gerek duymadan,perkütan işlemle, göbekten kısa bir sürede yerleştirilir.Hastanın içinde kalan kateter kısmındaki balon şişirilerek,hastaya sabitlenip,hastadan geri çıkması sağlanır.



Özellikler

Tüp Özellikleri	Balonun nominal hacmi (ml)	Tüp Uzunluğu (cm)
12 Fr	5	0.8/1.0/1.2/1.5 1.7/2.0/2.3/2.5 2.7/3.0/3.5/4.0 4.5/5.0/5.5/6.0 6.5
14 Fr	5	
16 Fr	10	
18 Fr	10	
20 Fr	10	
22 Fr	10	
24 Fr	10	

Özellikler

Tüp Özellikleri	Balonun nominal hacmi (ml)	Tüp Uzunluğu (mm)	İşaretleme konumu (cm)	Renk Kodu
12 Fr	5	155	2 / 4 / 6	Beyaz
14 Fr	5			Yeşil
16 Fr	20			Turuncu
18 Fr	20			Kırmızı
20 Fr	20			Sarı
22 Fr	20			Mor
24 Fr	20			Lacivert

