

Tek Kullanımlık Endoskopik Distal Ataçman



Tek Kullanımlık Endoskopik Distal Ataçman

KULLANIM AMACI

İyi görüş alanını korumak için endoskopun distal ucuna monte edilmelidir.

EMR, ESD, POEM ameliyatları ve kolonoskopi işlemlerinde yaygın olarak kullanılır.



ÖZELLİKLER

- *Ameliyat için daha fazla çalışma alanı sağlar.
- *Endoskopi işleminin iyi görüş alanını korur.
- *Kolonoskopi işlemi sırasında kolonun açılmasına yardımcı olur.
- *Doku ile endoskop ucu arasındaki mesafeye dikkat edin.
- *Dokunun korunmasını sağlar.
- *Birçok endoskop ile uyumludur.

SPESİFİKASYONLAR

Model	Uç Uzunluğu	Çalışma Uzunluğu	Eşleşen endoskop modeli
XT-DL-092-40	9.0~9.2mm	4.0mm	EG-2790K,EG-2770; GIF-Q260,GIF-H190
XT-DL-098-40	9.6~9.8mm	4.0mm	GIF-H260,GIF-H180,GIF-HQ190,PCF-PH190L/I
XT-DL-099-40	9.7~10.1mm	4.0mm	EC-2990Li,EC-2990Fi,EC-2990Mi,EG-2990K
XT-DL-105-40	10.3~10.7mm	4.0mm	PCF-Q260J,EC-3490TLi,EG-2990Zi,EG-2990K
XT-DL-108-40	10.6~11.0mm	4.0mm	GIF-H260Z,EG-590ZW, EG-450CT5,EG-2990i
XT-DL-115-40	11.3~11.7mm	4.0mm	PCF-H180AI/L,PCF-H190DI/L,EG-3470K, EC-3470MK/FK/LK,EG-3490K,EC-3490FK/Fi/LK,EG-450D5,
XT-DL-118-40	11.6~12.0mm	4.0mm	GIF-2T240
XT-DL-122-40	12.0~12.4mm	4.0mm	CF-Q260A,CF-Q260D
XT-DL-128-40	12.6~13.0mm	4.0mm	EC-3890LZi/FZi/MZi,EC-380Kp,EC-250WM5, EC-590WM/ZW,EC-530WM/WI EC-450WM5/WI5
XT-DL-132-40	13.0~13.4mm	4.0mm	CF-Q180AL/I,CF-H190L/I,CF-HQ190L/I, EC-3890TFK/TLK,EC-3890Mi/Fi/Li, EG-3890TK
XT-DL-148-40	14.6-15.0mm	4.0mm	CF-H260AZL/I



EN ISO: 13485:2016
CFDA: 辽械注准20142060009

www.chinacleanday.cn

Shangxian Minimal Invasive Inc.

1.Kat, Blok B2-2, Çin Tıbbi İnovasyon Parkı, Multan yolu, Yüksek Teknoloji
Geliştirme Bölgesi, Benxi 117004 Çin
Tel: +86-24-6697 5946
Fax: +86-24-2378 2198